ANTICUERPO HUMANO RECOMBINANTE IgG1 (CLONA P5E1) NEUTRALIZANTE DEL RBD (RECEPTOR BINDING DOMAIN) DE LA PROTEÍNA S1 DE SARS-CoV-2

Antecedentes

El SARS-CoV-2 puede infectar las células epiteliales respiratorias humanas mediante la interacción con el receptor ACE-2 humano. La proteína Spike (S) es la responsable de reconocer a ACE-2 a través de un dominio de unión al receptor (RBD) en la subunidad S1. La proteína S desempeña un papel clave en la inducción de anticuerpos neutralizantes y respuestas de células T.

Información general del producto

Catálogo:	ARBD-01	Tipo de IgG:	lgG1 humana
Aplicaciones:	ELISA, SPR*	Sistema de expresión:	HEK-293
Afinidad	K _D : 26.7 nM (SPR)	Purificación:	Cromatografía de afinidad
Presentación:	100 μg	Matriz:	PBS
Pureza:	>95% (SDS-PAGE reductor)	Masa molecular teórica:	>150 kDa


^{*}SPR: Resonancia de plasmones de superficie.

Almacenamiento y manipulación

Preparación:	Diluir el contenido del vial a la concentración requerida por el usuario, con agua desionizada o agua inyectable en condiciones de esterilidad.	
Almacenamiento:	2 a 8 °C al momento de su recepción.	
Estabilidad:	12 meses en refrigeración (2 a 8 °C), siempre y cuando sea manipulado en condiciones de esterilidad.	
Transporte:	Puede transportarse a temperatura ambiente (18 a 25 °C, máximo 72 h). Una vez recibido almacenar de 2 a 8 °C.	


Aplicaciones y control de calidad

SDS-PAGE



Perfil electroforético del anticuerpo monoclonal recombinante anti-RBD (ARBD-01) por SDS-PAGE bajo condiciones reductoras en geles pre-teñidos.


ELISA



Unión del anticuerpo monoclonal recombinante anti-RBD (ARBD-01) en un intervalo de concentración de 10 a 0.0195 µg/mL a la proteína SPIKE-RBD recombinante de SARS-CoV-2 (PRBD-01) por ELISA [EC₅₀:0.5783]. Revelado con anti-IgG humana-HRP.



ANTICUERPO HUMANO RECOMBINANTE IgG1 (CLONA P5E1) NEUTRALIZANTE DEL RBD (RECEPTOR BINDING DOMAIN) DE LA PROTEÍNA S1 DE SARS-CoV-2



Unión del anticuerpo monoclonal recombinante anti-RBD (ARBD-01) a la proteína SPIKE-RBD recombinante de SARS-CoV-2 (PRBD-01) por SPR [K_D: 26.7 nM].

Para garantizar el desempeño adecuado del producto hasta su fecha de caducidad, debe reconstituirse y manipularse en condiciones esterilidad siguiendo las buenas prácticas de laboratorio y almacenarse en refrigeración (2 a 8 °C). El uso de este producto es sólo para fines de investigación. La UDIBI se deslinda de cualquier responsabilidad derivada por el uso de este producto con fines distintos para los que fue diseñado, así como por su uso bajo condiciones distintas a las establecidas por el desarrollador, o por la invasión o violación de patentes en las que pueda incurrir el usuario.

